



<b>POLO MUSEALE D'ATENEIO: SCHEDA BENE</b>	
<b>COLLEZIONE DI AFFERENZA</b>	
<b>NUM. INVENTARIO</b>	PST_0028
<b>DEFINIZIONE</b>	Termociclatore.
<b>TIPOLOGIA</b>	PCR Sprint- THERMO HYBAID N. Serie 35179 Mod. SPRINT 001
<b>CATEGORIA</b>	Hybaid Thermal cycler PCR Sprint HBSPD6. Bloc 0,2 e 0,5ml con 24 o 20 provette. Tecnologia Peltier. Temp 4-99°C. PCR autorizzato. Controllo provette attivo e simulato. H/L/P: 230/180/300 mm.
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
<b>DIMENSIONI</b>	220 mm (Altezza) x 140 mm (Larghezza) x 280 mm (Lunghezza)
<b>BENE SEMPLICE</b>	Bene univoco

<b>BENE COMPLESSO</b>	
<b>RIFERIMENTO CRONOLOGICO</b>	Anno di costruzione: 1999
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	BUONO
<b>INTERVENTI DI RESAURO</b>	
<b>PROPRIETÀ</b>	Università degli Studi dell'Aquila
<b>UBICAZIONE</b>	PoMaq- Palazzo Ciavoli Cortelli
<b>PROVENIENZA</b>	
<b>PRECEDENTI NUMERI DI INVENTARIO</b>	Centro Servizi 0793
<b>OSSERVAZIONI</b>	
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	Manuale:  <a href="https://www.artisanng.com/info/Hybaidd_PCR_Express_Manual.pdf?srsltid=AfmBOor4jNc8kW_Qh8xscrcGH5UW2NFF9X8xwWliUdkEiGnMCKtjpfS">https://www.artisanng.com/info/Hybaidd_PCR_Express_Manual.pdf?srsltid=AfmBOor4jNc8kW_Qh8xscrcGH5UW2NFF9X8xwWliUdkEiGnMCKtjpfS</a>
<b>RESPONSABILE DELLA COLLEZIONE</b>	Pasqualoni Giovanni
<b>AUTORE SCHEDA E DATA DI REDAZIONE /REVISIONE</b>	Autore: Spera Agata – 02/12/2024

FOTOGRAFIA DEL BENE





